Arbeitskreis Kappenberg Computer im Chemieunterricht

## Sauerstoff-/Kohlendioxidgehalt der Atemluft Verfolgung mit Vernier-Geräten

P 20A Bio-Exp.

Prinzip:

Wenn wir atmen, atmen wir Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid aus. Aber wie viel? Sinkt der Anteil des Sauerstoffs in der Atemluft, wenn man die Luft länger anhält?

#### Versuchsaufbau:



#### Materialliste:

#### Geräte:

- 1 Sauerstoffsensor
- 1 Kohlenstoffdioxidsensor
- 2 Vernier-Go-Link! Adapter
- 1 Computer / Laptop

#### Chemikalien:

# 1 Strohhalm, Plastikrohr

#### 1 Tiefkühlbeutel, 1L

#### Vorbereitung des Versuches:

Achtung: Der Sauerstoffsensor sollte immer aufrecht gehalten werden, sonst verkürzt sich seine Lebensdauer.

- Geräte laut Abbildung aufbauen mit Gassensor und Strohhalm durch die Öffnung des Gasbeutels.
- Den Beutel platt drücken, sodass sich möglichst wenig Luft darin befindet.
- Die die Öffnung des Beutels incl. Kabel des Sensors und Strohhalm/ Rohr mit einem Kabelbinder oder Gummiband verschließen, sodass möglichst wenig Luft entweichen kann.
- Den O<sub>2</sub>-Gassensor mit dem Computer verbinden.

Software: Icon auf Desktop: →AK Analytik 11 →Messen →mit Geräte- Schnellstarten →Vernier USB

Nach Erkennung: CO<sub>2</sub> High
→ graphische Details: y- Untergrenze: 0 % / y-Obergrenze: 4 % → Akzeptieren

Nach Erkennung: O<sub>2</sub>
→ graphische Details: y- Untergrenze: 12 % / y-Obergrenze: 21 % → Akzeptieren

Messung auf Zeit Zeit- Intervall(s): 1 Gesamtzeit:(s): 400 (für Grafik) → Zur Messung

### Versuchsdurchführung:

- Durch Klick auf <a href="Mailto:Aufzeichnen starten">Meinzeichnen starten</a> oder mit <a href="Mailto:Surface">Surface: Meinzeichnen starte
- Tief Luft holen und durch das Rohr in den Beutel ausatmen.
- Verläuft die Kurve waagerecht, dann das Experiment beenden mit Messung beenden oder mit Esc.
- Den Versuch wiederholen und dabei vorher die Luft für 60 Sekunden bzw. 120 Sekunden anhalten.
- Dazu vorher den Beutel mit Frischluft spülen: Gummi öffnen und mit dem Beutel in der Luft herum wedeln.
- Im Menüpunkt "Messen" -> "Zur Messung" und "In gleichen Graphen eintragen" anwählen.

Arbeitskreis Kappenberg Computer im Chemieunterricht

# Sauerstoffgehalt-/Kohlendioxid der Atemluft Verfolgung mit Vernier-Geräten

**P 20A** CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>



Achtung: Der Sauerstoffgehalt ist in %, der Kohlenstoffdioxidgehalt in ppm angegeben

### Auswertung:

Man sieht sehr schön, dass der Anteil des Atemsauerstoffs nach langem Anhalten der Luft deutlich geringer ist, während der Kohlenstoffdioxidgehalt deutlich höher ist.

Literatur: Vernier .....