——AK—— Kappenberg

Qualitative Wasseranalyse-Reagenzglas-Variante Nachweis von Sauerstoff und Wasserstoff





Prinzip

Wasserdampf wird (möglichst) unter Luftausschluss mit Magnesium umgesetzt. Das bei der Reaktion entstehende Gas wird untersucht ob es brennbar ist. Das Verbrennungsprodukt des Magnesium gibt weiteren Aufschluss

Warnhinweis



Wegen der Explosionsgefahr (Knallgasreaktion) unbedingt eine Schutzbrille tragen!

	Aufbau		
Aufbau			
und	_		_
	Benötigte Geräte		Verwendete Chemikalien
Vorbe-	☐ Mikrobrenner	☐ Greifklemme, klein	☐ Wasser
reitung	☐ Gasanzünder ☐ Reagenzglas, Duran	☐ Brenndüse mit Eisenwolle☐ Pasteur-Pipette	☐ Seesand
	☐ Stopfen mit Bohrung	☐ Spatel / Pinzette	☐ Magnesiumband ��
	☐ Stativ	☐ Schutzbrille / Schutzscheibe	
	☐ Muffe		
	 Das Reagenzglas wird mit etwa 1-2 mL Sand füllen. Mit der Pipette so viel Wasser zu dem Sand gegeben, dass dieser gut durchfeuchtet ist, jedoch keine Flüssigkeit übersteht. Das Reagenzglas fast waagerecht am Stativ einspannen. 6 - 8 cm Magnesium Band abschneiden und durch Aufwickeln um das Reagenzglas eine Rolle herstellen und so in das Reagenzglas bringen das etwas Magnesiumband dicht am Glas anliegt. Stopfen mit Glasrohrstück (Brenndüse) aufsetzen 		
Durch-	Den Sand erhitzen und mit dem entstehenden Wasserdampf die Luft komplett aus dem Reagenzglas		
führung	verdrängen. Es sollte immer etwas Wasserdampft aus der Düse strömen Dann das Magnesiumband an der anliegenden Stelle stark erhitzen. (Zwischen durch den Sand weiter		
und	erwärmen		
Beob-	Beim Aufglühen des Pulvers nur noch den Sand weiter erwärmen und das austretende Gas entzünden!		
achtung Bei Anwesenheit von Sauerstoff findet man ein weißes Pulver (MgO). Das austretende Gas brennt: Wasserstoff			
Tipps:	 Die Durchführung erfordert einige Übung / Geduld. Länger gelagertes Magnesiumband mit Schleifpapier glatt schleifen! 		
Beachten:	(a)	Entsorgung Abfallein	ner