



**Prinzip**

Die Hydrolyse von tert.- Butylchlorid in wässriger Lösung kann mit Hilfe der Leitfähigkeitsmessung verfolgt werden, da dabei Oxonium- und Chloridionen entstehen. Der Versuch wird mehrfach, wie Versuch D19 beschrieben, mit unterschiedlichen Lösungsmittelgemischen durchgeführt und die Daten unter reaktionskinetischen Gesichtspunkten ausgewertet, um Aufschluss über den Reaktionsmechanismus zu erhalten.

**Aufbau /Vorb.**

▶ siehe Arbeitsblatt D 19

**Durchführung**

Der Versuch wird nach Arbeitsblatt D19 mit unterschiedlichen Lösungsmittelgemischen durchgeführt. Messen Sie wieder die zeitunabhängigen Leitfähigkeiten und notieren Sie diese in der unten stehenden Tabelle. Tragen Sie im Programm die Temperatur ebenfalls ein. Vergessen Sie nicht, die Daten nach dem Versuch zu speichern. Dateiname z.B.: TB90-10 (bedeutet: Gemisch Wasser /Aceton = 90/10)

**Tabelle der Versuchsbedingungen / Ergebnisse**

Versuch	Wasser	Aceton	Methanol	Leitfähigkeit für t = 0	Leitfähigkeit für t = ∞	Geschwindigkeitskonstante
	mL	mL	mL	mS/cm	mS/cm	1/s
1	100	0	0			
2	90	10	0			
3	80	20	0			
4	70	30	0			
5	80	0	20			

**Auswertung**

Führen Sie folgende Schritte entsprechend Arbeitsblatt D19 durch:

1. Laden der Versuchsdatei für eine bestimmte Temperatur
2. Berechnung der Konzentration an tert. Butylchlorid
3. Auswertung des Versuches durch den Graphen  $\ln c \rightarrow t$
4. Ermittlung der Geschwindigkeitskonstanten (Steigung des Graphen)

Tragen sie dann per Hand die jeweiligen Geschwindigkeitskonstanten in die oben stehende Tabelle ein!

Die Erhöhung der Polarität des Lösungsmittels bringt nur dann eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit, wenn die Reaktion nach dem  $S_N1$ -Mechanismus abläuft. Die Effekte sind hier leider nicht so deutlich, wie bei <sup>2)</sup> beschrieben. Beispieltabelle:

Dateiname	Wasser	Aceton	Methanol	Leitfähigkeit für t=0	Leitfähigkeit für t= ∞	Geschwindigkeitskonstante
	mL	mL	mL	mS/cm	mS/cm	s <sup>-1</sup>
TB100-0	100	0	0		0.23	0.009
TB90-10	90	10	0		0.20	0.009
TB80-20	80	20	0		0.15	0.005
TB70-30	70	30	0		0.14	0.003
TB80-20M	80	0	20		0.17	0.009

**Beachten:**



**Entsorgung**

Organische Halogenierte Abfälle

**Literatur**

1. L. Strohmaier, Verlauf chemischer Reaktionen, Seite 38 f, Schwann Verlag, Düsseldorf, 1978
2. W. Jansen et al., Reaktionskinetik und chemisches Gleichgewicht, Lehrerbuch Seite 41 ff, Aulis Verlag, Köln 1984