


Vereinfachte Quantitative Elementaranalyse Analyse nach Rinschen





Prinzip Die Liebig-Analyse wird so vereinfacht, dass nur das Reaktionsprodukt Wasser aufgefangen wird. Falls die Substanz nur C, H und O enthält, wird der Anteil an C ebenfalls berechnet.



Durchführung Stellen Sie aus einem Glasrohr ein entsprechend der Abbildung gewinkeltes Rohr her. Stecken Sie den durchbohrten Stopfen auf und bestimmen Sie die Masse (m2). Geben Sie einen Spatel pulverförmiges Kupfer(II)oxid in das Reagenzglas. Fassen Sie das Glas von nun an nur noch oben am Rand mit zwei Fingern an, um zu verhindern, dass die gleich zuzugebende Analysensubstanz eventuell verdunstet. Es werden genau 0,25 mL flüssige bzw. 0.2 bis 0.5 g feste Analysensubstanz auf das pulverförmige Kupferoxid gegeben und dann das Reagenzglas etwa zu 3/4 mit drahtförmigem Kupfer(II)-oxid gefüllt. Das Reagenzglas wird mit dem Stopfen ohne Bohrung verschlossen und gewogen (m₃). Dann wird die Apparatur zusammengebaut. Bringen Sie jetzt zunächst das Kupfer(II)-oxid im oberen Teil des Reagenzglases zum Glühen und beachten Sie, dass der Stopfen und die Klammer nicht anschmoren. Dann wird die Glut langsam immer weiter nach unten geführt. Gegen Ende führt man die Flamme wieder nach oben und erhitzt solange, bis keine Nebel mehr zu sehen sind. Nach dem Abkühlen werden die Massen m₄ und m₅ (s. Tabelle unten) bestimmt.

m_1	Masse der Analysensubstanz	g	5	m ₄	Glasrohr u. Stopfen nachher	g
m_2	Glasrohr und Stopfen vorher	g	g	m_5	Reagenzglas mit Inhalt nachher	g
m ₃	Reagenzglas mit Inhalt vorher	g	ğ			

Masse der Analysensubstanz: m_1 (bei der Analyse einer Flüssigkeit: $m_1 = \rho \cdot V$)

Masse entstandenes Wasser

m(W): = $m_4 - m_2$ => m(H) = $\frac{m(W) \cdot 2g / mol}{18g / mol}$

Massensumme CO₂ + H₂O

Masse CO₂

 $m(G) = m_3 - m_5$

Auswertung

m(K) = m(G) - m(W) => m(C) = $\frac{m(K) \cdot 12g / mol}{44g / mol}$

Proz. Anteil der Elemente H, C und O: $w(H) = \frac{m(H)}{m_1} \cdot 100 \%$ $w(C) = \frac{m(C)}{m_1} \cdot 100 \%$

Proz. Anteil Sauersrtoff

 $w(0) = \frac{m_1 - m(H) - m(C)}{100\%} \cdot 100\%$

Kupferoxid aufarbeiten! Beachten: Entsorgung

M. Rinschen, persönliche Mitteilungen, Münster 1982 Literatur