Arbeitskreis Kappenberg Computer im Chemieunterricht


Messung verschiedener Silberionenkonzentrationen

E 02Potenziometrie

Prinzip:

Aus der Tatsache, dass die Silberionenkonzentration durch unterschiedliche Löslichkeitsprodukte und Komplexdissoziationskonstanten kontrolliert wird, lässt sich eine sehr schöne Versuchsreihe konzipieren.

Versuchsaufbau:



Materialliste:

Geräte:

- 1 ALL-CHEM-MISST II Netzteil / evtl. Beamer
- 1 Computer / Taschenrechner
- 1 Vollpipette, 3 mL
- 1 Pipettierhilfe
- 1 Pipette, 10 mL
- 1 Becherglas, 250 mL
- 1 Experimentierkabel, rot
- 1 Experimentierkabel, sw
- 1 Ag-Elektrode (Blech)
- 1 Ag-Vergleichszelle
- 1 AK-SÜS Elektrodenklotz Filtrierpapier
- 7 Messkolben, 100 mL

Chemikalien:

Silbernitrat- Lsg. c=0.01 mol/LKaliumnitrat- Lsg. c=1 mol/LStoffe nach unten stehender Tabelle dest. Wasser

Vorbereitung des Versuches:

- Jeweils 100 mL Lösung nach der Tabelle (Nr. 2 8) herstellen. (Pro Messreihe werden 10 mL benötigt!).
- Die Ammoniaklösung muss konzentrierter sein, damit das Silberchlorid sich vollständig umsetzt.

	Stoff	Masse für	reagierender	reagierende Stoff-	Spannung
		100 mL Lsg.	Stoff	menge in mol	V
1	direkt		(Ag+)	0.0008	
2	KCI	7.46 g	CI-	0.01	
3	NH ₃ -Lsg (25%)	75.6 mL	NH_3	1.00*	
4	KBr	11.90 g	Br⁻	0.01	
5	Na ₂ S ₂ O ₃ · 5 H ₂ O	24.82 g	S ₂ O ₃ ²⁻	0.01	
6	KI	16.60 g	-	0.01	
7	KCN 🖳	6.51 g	CN-	0.01	
8	Na ₂ S · 9 H ₂ O ■	24.01 g	S ²⁻	0.01	

- Die Geräte entsprechend der Zeichnung aufbauen.
- In das 250 mL Becherglas 80 mL Silbernitratlösung (c=0.01 mol/L) geben. Das entspricht 0,0008 mol.
- Das Becherglas mit der Vergleichselektrode mit der gleichen Lösung füllen.
- Beide Bechergläser durch eine Salzbrücke aus Filterpapier, mit Kaliumnitratlösung getränkt, verbinden. (Das "Vergleichsbecherglas" kann auch durch eine Kalomel- oder Silber-Argental-Elektrode ersetzt werden).
- Die Silberbleche mit Krokodilklemmen an die Kabel und diese an den Spannungseingang des "ALL-CHEM-MISST II" anschließen.

Durchführung des Versuches:

Entsprechend der Tabelle werden jeweils 10 mL der Lösung in das 250 mL Becherglas zugegeben und nach einer gewissen Wartezeit die Potenzialdifferenz abgelesen und notiert.

Auswertung der Versuche:

Gemessen wurde gegen eine Kalomelelektrode (+0.28 V).

1. Berechnung des Potenzials der Vergleichszelle (falls man keine Kalomelelektrode benutzt hat).

Hat man eine Vergleichshalbzelle Ag/Ag $^+$ (E $_0$ = 0.8 V; c=0.01 mol/L) benutzt, erfolgt die Berechnung des Zellpotenzials nach der Nernstschen Gleichung:

$$E_1 = E_0 + \frac{0.059 \text{ V}}{z} \cdot \lg \frac{c(Ag^+)}{c(Ag)}$$

$$E_1 = 0.8 \text{ V} + 0.059 \text{ V} \cdot \text{ Ig} \frac{0.01}{1} = 0.682 \text{ V}$$

2. Berechnung der Silberionenkonzentrationen

Die Berechnung der Silberionenkonzentration erfolgt nach der Nernstschen Gleichung:

$$\begin{array}{lll} U &=& E_1 - E_2 \\ \\ U &=& E_1 - [E_{02} + 0.059 \ V \cdot lg \ c(Ag^+)] \\ \\ lg \ c(Ag^+) &=& - \frac{\Delta U + U_1 - 0.8 \ V}{0.059 \ V} \quad bzw. \\ \\ c(Ag^+) &=& 10 - \frac{\Delta U + U_1 - 0.8 \ V}{0.059 \ V} \quad mol/L \end{array}$$

Der Auswertung liegen folgende Messwerte zu Grunde. (Tabelle 2)

	reagierender	Beispiel-	berechnete
	Stoff	Spannung	lg(c(Ag ⁺))
		V	mol/L
1		0.41	-1.86
2	CI-	0.03	-8,31
3	NH ₃	-0.04	-9.49
4	Br⁻	-0.13	-11.02
5	S ₂ O ₃ ²⁻	-0.25	-13.05
6	- 	-0.35	-14.75
7	CN-	-0.72	-21.02
8	S ² -	-0.85	-23.22

Die Konzentration der Silbersalzlösung vor jeglicher Zugabe (Reihe 1) war eigentlich c = 0.01 mol/L. Gemessen und daraus berechnet wurden aber $c = 10^{-1.86}$ mol/L = 0.0138 mol/L.

Arbeitskreis	Kappenberg				
Computer im Chemieunterricht					

Messung verschiedener Silberkonzentrationen

E 02 Seite 3 / 5

3. Berechnung des Löslichkeitsproduktes von Silberchlorid

Reaktion: $Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq) \rightleftharpoons AgCl(s)$

Löslichkeitsprodukt: $K_L(AgCI) = c(Ag^+) \cdot c(CI^-)$

Die zugegebene Stoffmengen an Cl^- - Ionen beträgt 0.01 mol (siehe Tabelle 1) bzw. die der vorgelegten Ag^+ -Ionen 0.01 mol/L \cdot 0.08 L = 0.0008 mol (siehe Tabelle 1). Die Reaktion soll für die Chloridionen in grober Näherung wegen des etwa 10 fachen Überschusses näherungsweise vollständig verlaufen.

$$\text{c(Cl$^-$)} = \frac{n(Cl$^-$) - n(Ag$^+$)}{V(ges)} = \frac{0.01\,\text{mol} - 0.0008\,\text{mol}}{0.08\,\text{L} + 0.01\,\text{L}} = 0.102\,\,\text{mol/L}$$

$$c(\text{Ag}^+) \ = \ 10^- \frac{0.03 V + 0.28 V - 0.8 V}{0.059 V} \ = \ 10^- 8.31 \ \text{mol/L (Tabelle 2)}$$

$$K_{I}$$
 (AgCI) = 0.102 mol/L · 10^{-8.31} mol/L = 4.996 · 10⁻¹⁰ mol²/L²

Literaturwert: 1.56 · 10 ⁻¹⁰ mol²/L²

4. Berechnung der Stabilitätskonstanten des Silberdiamminkomplexes

Reaktion: $[Ag(NH_3)_2]^+ \rightleftharpoons Ag^+(aq) + 2 NH_3(aq)$

MWG:
$$K = \frac{c(Ag^+) \cdot c^2(NH_3)}{c([Ag(NH_3)_2]^+)}$$

Die vorgelegte Stoffmenge an Ag⁺- Ionen beträgt 0.0008 mol. So viel sollte auch etwa an Diamminsilber entstanden sein. Die Stoffmenge des zugegebenen Ammoniaks beträgt etwa 1 mol. (siehe Tabelle 1):

$$\text{c(NH}_3) = \frac{\text{n(NH}_3) - 2 \cdot \text{n (Ag}^+)}{\text{V(ges)}} = \frac{1 \, \text{mol} - 2 \cdot 0.0008 \, \text{mol}}{0.09 \, L + 0.01 \, L} = 9.984 \, \text{mol/L}$$

$$c(Ag^{+}) = 10^{-9.49} \text{ mol/L} \text{ (Tabelle 2)}$$

$$K = \frac{10^{-9.49.} \text{ mol/L} \cdot 9,984^2 \text{ mol}^2/L^2}{0,0008 \text{ mol/L}} = 4.03 \text{ } 10^{-5} \text{mol}^2/L^2$$

Literaturwert: 1.26 · 10 -7 mol²/L²

Für die weiteren Reaktionen gelten die Überlegungen zu den Rechnungen entsprechend.

5. Berechnung des Löslichkeitsproduktes von Silberbromid

Reaktion:
$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \rightleftharpoons AgBr(s)$$

Löslichkeitsprodukt: $K_{I}(AgBr) = c(Ag^{+}) \cdot c(Br^{-})$

$$\text{c(Br$^-$)} = \frac{n(Br$^-$) - n(Ag$^+$)}{V(ges)} = \frac{0.01\,\text{mol} - 0.0008\,\text{mol}}{0.10\,\text{L} + 0.01\,\text{L}} = 0.0836\,\,\text{mol/L}.$$

$$c(Aq^{+}) = 10^{-11.02} \text{ mol/L} \text{ (Tabelle 2)}$$

$$K_{I}$$
 (AgBr) = 0.0836 mol/L· 10^{-11.02} mol/L = 7.98 · 10⁻¹³ mol²/L²

Literaturwert: $2.51 \cdot 10^{-12} \text{ mol}^2/L^2$

Arbeitskreis	Kappenberg			
Computer im Chemieunterrich				

Messung verschiedener Silberkonzentrationen

E 02 Seite 4 / 5

6. Berechnung der Stabilitätskonstanten des Silberdithiosulfatokomplexes

Reaktion:
$$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-} \rightleftharpoons Ag^+(aq) + 2 S_2O_3^{2-}(aq)$$

MWG:
$$K = \frac{c(Ag^{+}) \bullet c^{2}(S_{2}O_{3}^{2-})}{c([Ag(S_{2}O_{3})_{2}]^{3-}}$$

$$c(S_2O_3^{2\text{-}}) = \ \, \frac{n(S_2O_3^{2\text{-}}) - 2 \cdot n \; (Ag^+)}{V(ges)} \ \, = \ \, \frac{0.01 \, mol - 2 \cdot 0.0008 \, mol}{0.11 \, L + 0.01 \, L} \quad = \quad 0.082 \, \, mol/L$$

$$c(Ag^+) = 10^{-13.05} \text{ mol/L}$$
 (Tabelle 2)

$$K = \frac{10^{-13.05} \text{ mol/L} \cdot 0,082^2 \text{ mol}^2 / \text{L}^2}{0.0008 \text{ mol/L}} = 7.50 \text{ } 10^{-13} \text{ mol}^2/\text{L}^2$$

Literaturwert: 3.98 · 10 -13 mol²/L²

7. Berechnung des Löslichkeitsproduktes von Silberiodid

Reaktion:
$$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightleftharpoons AgI(s)$$

Löslichkeitsprodukt:
$$K_I (AgI) = c(Ag^+) \cdot c(I^-)$$

$$\text{C(I$^-$)} = \frac{n(I$^-$) - n(Ag$^+$)}{V(ges)} = \frac{0.1 \, mol - 0.0008 \, mol}{0.12 \, L + 0.01 \, L} = 0.763 \, \, \text{mol/L}$$

$$c(Ag^{+}) = 10^{-14,75} \text{ mol/L} \text{ (Tabelle 2)}$$

$$K_L(AgI) = 0.763 \text{ mol/L} \cdot 10^{-14.75} \text{ mol/L} = 1.36 \cdot 10^{-16} \text{ mol}^2/L^2$$

Literaturwert: $1.0 \cdot 10^{-16} \text{ mol}^2/L^2$

8. Berechnung der Stabilitätskonstanten des Silberdicyanokomplexes

Reaktion:
$$[Ag(CN)_2]^- \rightleftharpoons Ag^+(aq) + 2 CN^-(aq)$$

MWG:
$$K = \frac{c(Ag^+) \cdot c^2(CN^-)}{c([Ag(CN^-)_2]^-)}$$

$$c(\text{CN}^{\text{-}}) = \ \frac{n(\text{CN}^{\text{-}}) - 2 \cdot n \ (\text{Ag}^{\text{+}})}{V(\text{ges})} \ = \ \frac{0.1 \, \text{mol} - 2 \cdot 0.0008 \, \text{mol}}{0.13 \, L + 0.01 \, L} \ = \ 0.703 \, \, \text{mol/L}$$

$$c(Ag^+) = 10^{-21.02} \text{ mol/L}$$
 (Tabelle 2)

$$K = \frac{10^{-21.02} \text{ mol/L} \cdot 0,703^2 \text{ mol}^2 / L^2}{0.0008 \text{ mol/L}} = 5.9 \text{ } 10^{-19} \text{ mol}^2/\text{L}^2$$

Literaturwert: $1.0 \cdot 10^{-21} \text{ mol}^2/L^2$

9. Berechnung des Löslichkeitsproduktes von Silbersulfid

Reaktion:
$$2 \text{ Ag}^+(\text{aq}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{S}(\text{s})$$

Löslichkeitsprodukt:
$$K_1(Ag_2S) = c(Ag^+) \cdot c(Ag^+) \cdot c(S^{2-})$$

$$c(S^{2\text{-}}) = \ \frac{n(S^{2\text{-}}) - 0.5 \cdot n \ (Ag^{+})}{V(ges)} \ = \ \frac{0.01 \, mol - 0.5 \cdot 0.0008 \, mol}{0.14 \, L + 0.01 \, L} \ = \ 0.064 \, mol/L$$

$$c(Ag^+) = 10^{-23.22} \text{ mol/L} \text{ (Tabelle 2)}$$

$$\text{K}_{\text{L}}(\text{Ag}_2\text{S}) \,=\, 0.064 \, \, \cdot \, 10^{-23.22} \, \, \cdot \, 10^{-23.22} \, = \, 2.32 \, \cdot \, 10^{-48} \, \, \text{mol}^{3}/\text{L}^{3}$$

Literaturwert: $1.0 \cdot 10^{-49} \text{ mol}^3/\text{L}^3$

Literatur: 1. A. Voss, persönliche Mitteilungen

2. M. Braun, Die Nernstsche Gleichung, PdN Chemie, 20 S. 41ff, 1971

3. F. Seel, Grundlagen der analytischen Chemie, Verlag Chemie, Weinheim 196