

Flammenfärbung Erhitzen einiger Salze



Anorgan.
Analyse
B 04

Prinzip	Die Salze einiger Metalle werden mit Hilfe eines Magnesiastäbchens in den Flammensaum gehalten und die entstehende Flammenfärbung direkt bzw. durch ein Spektroskop beobachtet.				
	Benötigte Geräte Gasbrenner Gasanzünder Spatel Magnesiastäbchen	□ 8 Uhrglasschalen □ Kobaltglas □ Pinzette □ Handspektroskop	□ Natriumchlor	rid Si	trontiumnitrat (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
Warnhinweise Salze nur am Rand der Flamme Erhitzen, da sonst durch herabtropfende Schmelzen der Brenner verstopfen					
Durch- führung	Oder verdrecken kann. Ist die Farbe der Flamme nicht fahlblau, muss der Brenner gereinigt werden!! 1. Zunächst soll man sich mit der Arbeitsweise des Handspektroskops vertraut machen. Dazu wird norma Tageslicht und danach Kunstlicht durch das Spektroskop betrachtet. 2. Man stellt danach die 8 Uhrglasschalen nebeneinander auf und gibt auf das letzte einige Tropfen Salzsäu auf die anderen je eine Spatelspitze der aufgeführten Substanzen. 3. Man erhitzt daraufhin ein Ende des Magnesiastäbchens solange in der Brennerflamme (weder vollrauschen noch leuchtend), bis keine wesentliche Färbung mehr auftritt. Um den Vorgang zu beschleunigen, wird of Ende zwischendurch in die verdünnte Salzsäure gehalten. 4. Dann befeuchtet man das Magnesiastäbchen mit etwas Salzsäure und nimmt damit etwas Substanz aus eine der Uhrglasschälchen. Man halte das Stäbchen in den äußeren Rand der Flamme. Dabei beobachtet man er Flamme mit dem bloßen Auge, mit dem Handspektroskop und bei dem Kaliumsalz zusätzlich durch Kobaltglas und notiert die Beobachtungen. Man wiederholt Nr. 3 und Nr. 4 für alle Substanzen!! Stoff Farbe (genauer Eindruck) Farbe durch Kobaltglas Natriumchlorid Lithiumnitrat Kaliumcarbonat Calciumchlorid				n. Dazu wird normales nige Tropfen Salzsäure e (weder vollrauschend eschleunigen, wird das vas Substanz aus einem ei beobachtet man die z zusätzlich durch ein
	St Ba Ku 10	ehören zu welchem Stof	f? (Der Name des Stof grün 500	fes soll in die Tabelle gelb orange 600	e eingetragen werden.) rot 700
Beachten:	Fintsorgung Schwermetallbehälter (Cu) bzw. Ausguss				
Literatur	F. Kappenberg; Computer im Chemieunterricht 1988, Verlag Dr. Flad, Stuttgart				

www.kappenberg.comMaterialienQualitative Analyse10/20111