Arbeitskreis Kappenberg Computer im Chemieunterricht

Bestimmung des Chloridgehaltes einer Wasserprobe durch Fällungstitration

C 03 Maßanalyse

Prinzip:

Chlorid- Ionen werden mit Silbernitrat ausgefällt. Es bildet sich ein weißer schwerlöslicher Niederschlag aus Silberchlorid - Als Indikator dient Kaliumchromat. Die Fällung des Silberchromat beginnt erst, wenn das Chlorid schon gefällt ist. Bromid und Iodid- Ionen werden bei der Bestimmung mit erfaßt.

Materialliste:

Geräte:

Erlenmeyerkolben, 200 mL 1

Bürettenklammer, Plastik

Chemikalien:

AgNO₃-Lösung (c=0.1

mol/L)

Tropfpipette 1 Bürette 25 mL Meßzylinder, 100 mL

Kaliumchromat dest. Wasser

Schwefelsäure (verd)

Vorbereitung des Versuches:

Herstellen der Lösungen

- 1. 140,8 mL käuflicher 0.1 M AgNO₃-Lösung werden in 500 mL Meßkolben aufgefüllt. Die Lösung enthält $(0.1408 \cdot 0.1)/0.5 = 0.02816 \text{ mol/L}$
- 2. 25 g Kaliumchromat werden in 25 mL dest. Wasser gelöst.

Durchführung des Versuches:

Mit Hilfe des Meßzylinders werden 100 mL der Wasserprobe in den Erlenmeyerkolben gefüllt. Dazu gibt man etwa 1mL Kaliumchromatlösung und titriert die Lösung mit der AgNO₃-Lösung (c=0,02816 mol/L) bis zum Farbumschlag von gelb nach gelb-braun. Da der Umschlag recht schwer zu erkennen ist, stellt man die Probe vor ein weißes Papier und eine schon titrierte Probe daneben.

Auswertung des Versuches:

Berechnung des Chlorid-gehaltes

Bei der Wasseranalyse wird der Chloridgehalt in mg/L angegeben. Die Lösung ist so eingestellt, daß 1 mL der Silbernitratlösung 1 mg Chlorid entpricht .

 $n(Ag^{+})$ in 1 mL Titriermittel: = $c \cdot V = 0.02816 \text{ mol/L} \cdot 0.001 \text{ L} = 0.000 028 16 \text{ mol}$

 $m (Cl^{-}) = n \cdot M = 0.000 02816 \text{ mol} \cdot 35500 \text{ mg/mol} = 1 \text{ mg}$

Angabe:

Für 100 mL Wasserprobe und X mL Verbrauch ergibt sich (bezogen auf 1000 mL) folgende Rechnung:

Chlorid- Gehalt = $X \cdot 10$ [mg/L]

Literatur: F. Kappenberg, Chemische Wasseranalysen in der Schule, Seite 34f, Münster 1980