Arbeitskreis Kappenberg Computer im Chemieunterricht


Modellversuch zur Bergmannschen Regel

N07 Thermometrie

Prinzip:

Die Temperaturänderung zweier mit heißem Wasser gefüllte aber unterschiedlich große Kolben soll über eine gewisse Zeit verfolgt werden.

Versuchsaufbau:



Materialliste:

Geräte:

- 1 ALL-CHEM-MISST II
- 2 Temperaturfühler
- Computer
- 1 USB- oder serielles Kabel
- Stativ
- 4 Muffen

Greifklemmen

- Rundkolben, 1000 mL
- Rundkolben, 250 mL
- 1 Heißwassergerät (Brenner)
- großes Gefäß (Kaffekanne)

Chemikalien:

Vorbereitung des Versuches:

- Geräte entsprechend der Zeichnung bereitstellen und aufbauen.
- Im Heißwassergerät ca. 1,5 L Wasser zum Sieden bringen.
- Die beiden Kolben und die beiden Temperaturfühler am Stativ befestigen.
- Die Temperaturfühler in die Buchse T1 und T2 stecken.


Computerprogramm: AK Analytik 32.NET (→ Schnellstarter → ALL-CHEM-MISST_II 2-Kanal)

Messgröße (oben): Temperatur T1 Messgröße (oben): Messgröße (obe	essgröße (unten): Temperatur T2
Für Grafik (links) von 0	- 100 °C Für Grafik (rechts) von 0 - 100 °C
 Messwerte parallel aufnehmen 	Bei Zeitintervall: 10 s Gesamtzeit: (für Grafik) 3500 s
Messung über Zeit	Direkt zur Messung

Durchführung des Versuches:

- Die Rundkolben mit dem heißen Wasser füllen.
- Durch Klick auf <a> Aufzeichnen starten oder mit der Taste <a> S die Messung starten.
- Messung nach ca. 3500 s mit Klick auf Messung beenden oder mit der Taste Esc beenden.
- Die Ergebnisse können gespeichert werden. Es erscheint eine entsprechende Abfrage.

Wasser



Wie man sieht, wird die Bergmann'sche Regel bestätigt. Der kleinere Kolben kühlt sich auf Grund des ungünstigeren Verhältnis von Volumen zu Oberfläche schneller ab. Am Monitor ist der Effekt in Farbe natürlich noch deutlicher.

Literatur: Linder, Biologie s.52 f, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 1979